

Sammenlign de ulike drivaggregatene

Hva er egentlig likhetene og forskjellene mellom de ulike drivaggregatene fra Alber? Og hvem er egnet målgruppe? Finn svarene i denne oversikten.



Alber e-motion M25 DuoDrive hjelpemotor



Alber e-fix E35/36 hjelpemotor



Alber e-pilot P15 hjelpemotor



Alber viamobil V25 hjelpemotor



Alber viaGo V24 hjelpemotor



Alber SMOOV hjelpemotor

Voksen bruker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Høy brukervekt (bariatri)	-	✓	-	✓	-	-
Kan brukes av barn (under 10 år)	✓ (tilgjengelig i 22")	✓	-	-	-	-
Innendørs bruk	✓	✓	-	✓	✓	✓
Utendørs bruk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brukerstyrt	✓	✓	✓	-	-	✓
Ledsagerstyrt	-	-	-	✓	✓	-
Både brukerstyrt og ledsagerstyrt	-	✓	-	-	-	-
Maksimal brukervekt	150 kg	E35: 120 kg E36: 160 kg.	100 kg	160 kg	150 kg	140 kg
Batterikapasitet	36.5 V / 6.8 Ah	36 V / 6 Ah	36 V / 13.8 Ah	36V / 6.6 Ah	36 V / 4.5 Ah	36 V / 6.2 Ah
Motorkapasitet	2 x 80 W	E35: 2 x 110 W, E36: 2 x 150 W	250 W	150 W	250 W	250 W
Batteritype	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-ion	Lithium-Ion
Fart	0-8.5 km/t	0.5 - 6 km/t	0.5 - 10 km/t	0-5,5 km/t	0-6 km/t	0 - 10 km/t
Rekkevidde	25 km (15 km med cruisekontroll)	16 km	50 km	20 km	12 km	20 km
Total vekt	15.6 kg (7.8 kg. pr. hjul + kontrollenhet)	E35: 18.9 kg, E36: 19.3 kg	18.4 kg	13,5 kg	6 kg	7.2 kg
Tilgjengelige hjulstørrelser	22, 24 og 25 "	E35: 22", 24" E36: 24"	16"	9"	5"	6"
Vekt per hjul	7.8 kg	E35: 7.8 kg, E36: 8 kg	15.5 kg	-	-	7.2 kg
Vekt batteri	Integrert i hjulet	2.0 kg	3.4 kg	2.3 kg	Integrert i drivenheten	Integrert
Garanti	24 måneder	24 måneder	24 Måneder	24 Måneder	24 måneder	24 Måneder
Kan tas med på fly	✓	✓	Godkjent batteri for flytransport kan fås som tilbehør	✓	✓	✓
Tilfredsstillende ISO	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anbefalt i kombinasjon med rullestol fra Invacare	Compact 2.0 K-serie	Compact 2.0	Compact 2.0 K-serie	Compact 2.0 Rea Azalea	Compact 2.0	Compact 2.0 K-serie