


Invacare Alizé H2240/1

- Stabil dusjkrakk
- Stor, ergonomisk utformet seteplate med intimutsparring gjør personlig hygienestell enklere
- Faste armlener
- Høydejusterbare, rustfrie ben


Aquatec Galaxy


- Sammenleggbar, høydejusterbar dusjstol, perfekt for å ta med på reise og enkel å oppbevare
- Ergonomisk seteplate, fåes med eller uten intimutsparring
- Myk rygg for ekstra støtte

Tekniske data

| Produkt | Artikkelnummer | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| | Invacare Alizé H2240/1 | Aquatec Galaxy |
| Dusjkrakk med armlener og intimutsparring | H2240/1 | |
| Dusjstol med rygg og armlener, med intimutsparring | | 1470805 |
| Dusjstol med rygg og armlener, uten intimutsparring | | 1470806 |

| Mål | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Setebredde | 410 mm (A) | 400 mm (A) |
| Setedybde | 400 mm (B) | 345 mm (B) |
| Setehøyde | 470 - 550 mm (C) | 470 - 620 mm (C) |
| Total bredde | 500 mm (D) | 580 mm (D) |
| Total dybde | 450 mm (E) | 460 mm (E) |
| Total høyde | 580 - 660 mm (F) | 840 - 990 mm (F) |
| Høydejustering | 20 mm | 25 mm |
| Høyde opp til armlener | - | 630 - 780 mm (G) |
| Bredde mellom armlener | 450 mm (G) | 510 mm (H) |
| Bredde, intimutsparring | 140 mm | 130 mm |
| Dybde, intimutsparring | 170 mm | 140 mm |

| Annen info | | |
|-----------------|--------|--------|
| Vekt | 5.7 kg | 7.5 kg |
| Maks brukervekt | 120 kg | 100 kg |
| Farge | Hvit | Hvit |

 Invacare **Alizé H2240/1**

 Aquatec **Galaxy**
