

# Rammeavtale for senger

## Prisforhandlet Sortiment





# Innhold

Dellev. ▼	Navn på delleveranse ▼	Produkt navn ▼	HMS nr ▼	IVC art.nr. ▼	Side ▼
2	Seng voksen	Nordbed Optimo	256214	1650803_S1	4
3	Seng voksen bred	NordBed Optimo Wide	256215	1650800_S1	10
2.3	Seng voksen	Tilbehør	Div.	Div.	10
6	Barneseng delt	ScanBeta NG	214175	1561624_S3	18



# Kontaktinformasjon

Distrikt ▼	Kontaktperson ▼	E-post ▼	Telefon ▼
Hele Norge	Kundeservice	<a href="mailto:norway@invacare.com">norway@invacare.com</a>	22 57 95 00
Hele Norge	Teknisk service	<a href="mailto:teknisk@invacare.com">teknisk@invacare.com</a>	22 57 95 00
Oslo og Akershus	Ken Henry Høgi/ Eirik Frantzen	<a href="mailto:khhogi@invacare.com">khhogi@invacare.com</a> / <a href="mailto:efrantze@invacare.com">efrantze@invacare.com</a>	959 78 786/ 913 54 034
Østfold	Kim Einar Aabol	<a href="mailto:keaabol@invacare.com">keaabol@invacare.com</a>	950 26 606
Innlandet: Oppland og Hedmark	Bjørn Sæther	<a href="mailto:bsaether@invacare.com">bsaether@invacare.com</a>	917 33 399
Buskerud, Vestfold og Telemark	Thor Erik Johansen	<a href="mailto:tejohans@invacare.com">tejohans@invacare.com</a>	930 30 170
Agder	Jens Aspås	<a href="mailto:jaspas@invacare.com">jaspas@invacare.com</a>	913 80 353
Rogaland	Oddmar Byberg	<a href="mailto:obyberg@invacare.com">obyberg@invacare.com</a>	907 43 640
Hordaland og Sogn og Fjordane	Trond Langeland	<a href="mailto:tlangela@invacare.com">tlangela@invacare.com</a>	907 40 097
Sør-Trøndelag	Arild Nordgaard	<a href="mailto:anordgaa@invacare.com">anordgaa@invacare.com</a>	415 22 260
Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal	Kathrine R. Pedersen	<a href="mailto:krokkepe@invacare.com">krokkepe@invacare.com</a>	911 53 091
Nordland, Troms og Finnmark	Knut Hagen	<a href="mailto:khagen@invacare.com">khagen@invacare.com</a>	917 73 709
Salgssjef Region Øst	Karianne Nyrud Jansen	<a href="mailto:knjansen@invacare.com">knjansen@invacare.com</a>	915 42 478
Salgssjef Region Nord-Vest-Sør	Rune Sandbakk	<a href="mailto:rsandbakk@invacare.com">rsandbakk@invacare.com</a>	909 38 220



# NordBed™ Optimo - Serien



ERGOMOVE™-TEKNOLOGI | UTMERKET TIL GJENBRUK | SELVSTENDIGHET



Sengene fra **NorBed Optimo-serien** er ideelle for bruk i hjemmepleie og kommunale korttidslager. Med komfort i særklasse og enkel bruk, fremmer **NorBed Optimo** selvstendighet og sikrer brukerne bevegelse. Trykkavlastning er kjernen for **ErgoMove-teknologien**. **NorBed Optimo 90** sin enkle utforming gjør at både brukeren samt pleiere og teknikere med enkelhet kan betjene sengen. **NorBed Optimo Wide** sikrer brukere med høyere kroppsvekt ekstra plass og egner seg godt for brukere som trenger mer plass til å bevege seg i sengen.

## ErgoMove-teknologi

---

Invacare **NorBed Optimo** har **ErgoMove-teknologi** som gir brukeren aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et knappetrykk. I aktiv sittestilling kan brukeren enkelt spise, drikke og lese samtidig som trykkfordelingen oppretholdes.

Løfteegenskapene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens fasong. Sammen med den automatiske liggeflatereguleringen, sikrer det at brukeren forblir i den samme stillingen og motvirker friksjon og forskyvning.



### Up-and-Out™

---

For en trygg og smidig forflytting, samt økt selvstendighet og bevegelse, er brukerne i stand til å manøvrere Up-and-Out-funksjonen kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres til en passende posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.



# 6

## UNIKE EGENSKAPER

1

### ErgoMove-teknologi

- ▶ Løfter brukeren komfortabelt til en aktiv sittestilling.

2

### Enkel håndtering

- ▶ Demonteres enkelt for frakt og lagring. Ideell for gjenbruk.

3

### Flere størrelser

- ▶ Tilgjengelig i bredde 90, 105 og 120 cm.



4

### Up-and-Out

- ▶ Sikrer en trygg og smidig forflytting

6

### Optimalisert madrass understøttelse

- ▶ Ifølge antropometrisk måling, for økt komfort

5

### Design

- ▶ Bredt utvalg av endegavler med treutførelser og farger.

## Øvrige egenskaper

### ▶ RememberMe™:

- Programmerbar håndkontroll med LCD
- **ErgoMove** og Up-and-Out kan tilpasses brukerens behov

### ▶ Integriert liggeflateforlenger

- Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og fotenden

### ▶ Gulvlys

- Enkelt å slå av og på
- Forebygger/sikrer mot fall




---

## Egenskaper og fordeler

---

### ◀ Transport og lagring

---



**NorBed Optimo** 90 og 105 cm kan demonteres i kun 5 deler. På Optimo 90 veier ingen av delene mer enn 20 kg. Dette sikrer enkel og praktisk frakt og håndtering for pleiere og teknisk personale. Monteringen er enkel og intuitiv, og sengen kan flyttes uten behov for transportstativ. **NorBed Optimo** 120 cm kan demonteres i tre deler og enkelt flyttes med en tralle.

### ◀ Laget for gjenbruk

---



Sengene i **NorBed Optimo-serien** kan tilpasses maskinvask.

### ◀ Håndkontroll

---



- De oftest anvendte knappene har forskjellige farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom funksjonene.
- Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe brukeren både på dagtid og kveldstid.
- Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre knappene.
- Håndkontrollen er låsbar som standard.

# Dette er **NordBed Optimo**-serien

NorBed Optimo er tilgjengelig i forskjellige vekt-kategorier og størrelser

## DELLEVERANSE 2

### **Nordbed** *Optimo 90*

*Gir selvstendighet og sikrer bevegelse*

IVC art.nr: 1650803\_S1

HMS NR: 256214



Demontert	Maks brukervekt	Sengens tyngste del
-----------	-----------------	---------------------

5 Deler	200 kg	20 kg
---------	--------	-------

### **Nordbed** *Optimo 105*

*Bredere seng tilpasset brukere som trenger mer plass til forflytting i sengen*



5 Deler	200 kg	25 kg
---------	--------	-------

## DELLEVERANSE 3

### **Nordbed** *Optimo 120*

*Ekstra komfort for større brukere*

IVC art.nr: 1650800\_S1

HMS NR: 256215



3 Deler	250 kg	70 kg
---------	--------	-------

En rekke konfigurasjoner som åpner for mange muligheter



## Tekniske data ▼


Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.




Bredde  
utvendig  
Bredde  
innvendig ▼



Lengde  
utvendig  
Lengde  
innvendig ▼



Høyde-  
regulerbar ▼



Inndeling  
liggeflate ▼



Klaring under  
sengen ▼



Lårvinkel ▼

<b>NordBed Optimo 90</b>	100 / 90 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
<b>NordBed Optimo 105</b>	115 / 105 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°
<b>NordBed Optimo 120</b>	130 / 120 cm	213 / 200 cm	33 - 82 cm	80-17-30-65 cm	15°	49°



Leggvinkel ▼



Maks.  
brukervekt ▼



Samlet vekt ▼



Sengens  
tyngste del ▼




Maskinvaskbar  
▼

<b>NordBed Optimo 90</b>	19°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	20 kg	Yes
<b>NordBed Optimo 105</b>	19°	200 kg / SWL 235 kg	100 kg	25 kg	Yes
<b>NordBed Optimo 120</b>	19°	250 kg / SWL 285 kg	130 kg	70 kg	Yes

**NB:** Sengen må ikke benyttes av brukere under 12 år, eller brukere med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

## Rammefarge ▼



Aluminiumsgrå



Bøk



Eik



Umbrå



Bøk/lyseblå



Lyseblå



Hvit

## Treverk ▼

## Hovedprodukter ▼

Artikkelnummer ▼	HMS nr. ▼	Produkt beskrivelse NAV ▼	Beskrivelse ▼
1650800_S1	256215	Nordbed Optimo Wide b120 I200 4delt h33-82 el rygg el ben el 4motor gavltre	120*200 cm-Runa Gavler-Ane sidegrinder
1650803_S1	256214	Nordbed Optimo b90 I200 4delt h33-82 el rygg el ben el 4motor gavltre	90*200 cm-Runa Gavler-Ane sidegrinder

# NordBed™ -Tilbehør



Bredt tilbehør sortiment -  
Individuell tilpasning



NorBed-serien tilbyr en rekke tilbehør som gir ulike tilpasninger både i form av design og personlige ønsker. Det gjør at sengene kan passe inn i ulike miljøer tilpasset brukernes behov.

## Endegavler

Moderne endegavler, som gir et hjemlig preg, tilpasset personlige ønsker. Tilgjengelige i en rekke trevarianter og farger. Endegavlene fjernes enkelt uten bruk av verktøy.



### Una

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder, delte sidegrinder eller langsider.



### Una / Una Lav

Kan brukes i kobinasjon med langsider.



### Nora

Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



### Astrid

Avtagbart panel for enklere tilgang. Kan brukes i kombinasjon med sidegrinder i full lengde, delte sidegrinder eller langsider.



### Nanna

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.



### Runa

STANDARDKONFIGURASJON

Kan brukes i kombinasjon med langsider og Ane sidegrind.

Endegavler	Bøk	Eik	Umber	Bøk/ aluminiumsgrå	Aluminiumsgrå	Hvit
						
Una Endegavl	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nora Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Astrid Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Nanna Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓
Runa Endegavl	✓	✓	✓		✓	✓



## Kosmetisk langside

Vårt utvalg av langsider gir brukeren følelsen av å være hjemme



### Langside 1 i tre

Kan anvendes med endegavlene Una, Astrid og Nora.



### Langside 2 i tre

Kan anvendes med endegavelen Runa og sidegrinden Ane.



### Langside 3 i tre

Kan anvendes med endegavelen Nanna og sidegrinden Ane.

## Sidegrinder

Sidegrindene har en rekke anvendelsesområder: for å sikre at brukeren ikke faller ut av sengen, for enklere forflytting eller vending i sengen, eller som støtte ved inn- og utstigning av sengen.

Sengene fra Invacare er tilpasset alle disse behovene, også med tanke på å avlaste omsorgspersonalet og bidra til et behagelig arbeidsmiljø.



### Freya

Sidegrinder i tre, tilgjengelig i lengdene 200cm, 210cm og 220cm.



### Embla

Sidegrinder i aluminium, lengde 200cm.



### Embla forlengbar

Sidegrinder i aluminium. Trinnløs lengderegulering fra 200 til 220cm.



### Torill Kort

Regulerbar i 3 høyder



### Torill Lang

Regulerbar i 3 høyder



### Ane

STANDARDKONFIGURASJON

3/4-lange sidegrinder i metall

## Sidegrinder til tykkere madrasser



### Ane Høy

3/4-lange sidegrinder i metall for tykkere madrasser



### Freya sidegrindforhøyer

Freya sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser.



### Embla sidegrindforhøyer

Embla sidegrinder kan bli forhøyet med 6cm eller 10cm for en trygg bruk av tykkere madrasser, samt forlenget fra 200 til 220cm.

Endegavler	Una	Nora	Astrid	Nanna	Runa
					
Sidegrinder					
Freya	✓	✓	✓		
Embla	✓	✓	✓		
Torill	✓*	✓*	✓*		
Ane				✓	✓

\* Endegavler uten skinner for fullengde sidegrinder

## Trekk til sidegrind

Vårt utvalg av sidegrindtrekk dekker flere ulike brukerbehov: Polstrede trekk hindrer at brukeren skader seg. Nettingtrekket hindrer at brukeren kommer i klem mellom grindene, samtidig som utsynet ikke blir forhindret.

Samtlige trekk er laget for å sitte på sidegrindene mens de justeres eller felles ned.

Trekkene kan enkelt fjernes og vaskes på 90 grader.



### Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla



### Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla, med høydeforlenger.



### Nettingtrekk

Kan anvendes med sidegrindene Freya og Embla



### Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med sidegrinden Ane

## Søtte- og vendehåndtak

Utvalget av stabile støttehjelpemidler gir brukerne frihet og mulighet til å flytte på og vende seg i sengen, samt stige inn og ut av sengen.



### Støttehåndtak

H40 x B30 cm



### Støttehåndtak

H40 x B90 cm



### Utsvingbart støtte- og utstignings-håndtak

Håndtaket gir god støtte for brukeren og kan felles inn, ved inn- og utstigning. Kan brukes separat eller parvis.



### Utsigningshjelp

Gir støtte ved inn- og utstigning



### Oppreisningsstøtte

Gir støtte ved oppreisning samt inn- og utstigning.



### Søsterhjelp

Høyde- og dybderegulerbart håndtak. Kan fåes i svinbar eller fast.

## Øvrig tilbehør



### Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder



### Dekkrør

Dekkrørene gir beskyttelse til sengerammen ved forlenging.



### Holder til håndkontroll



### Avstandsfender

Beskytter veggene når sengen flyttes. Kan monteres på kort- eller langsiden av sengerammen.



## Håndkontroller og annet elektronisk tilbehør

Et stort utvalg håndkontroller finnes til NordBed-serien, for å passe til ulike behov



### Håndkontroll Med aktiv sittestilling

STANDARDKONFIGURASJON



### Håndkontroll

Med aktiv sittestilling og under-bed-light



### Håndkontroll med LCD-skjerm

Med aktiv sittestilling, under-bed-light og RememberMe™- funksjonalitet



### LED-lys

LED-lampe i aluminiumsutførelse. Moderne design, med lavt strømforbruk (4W). Monteres på løftebøylebeslaget på samtlige senger fra Invacare.

Optimo & Ultra																						
Madrasshøyde cm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Freya (200 cm, 210 cm og 220 cm)																						
Embla/Embla Forlenget																						
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 6 cm																						
Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 10 cm																						
Ane																						
Ane Høy																						
Torill Lang / Torill Kort																						

## Sengemodeller og Tilbehør

## Lev. Artikkelnummer

\*Rødmerket tekst = standardkonfigurasjon

### MODELLER

NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200\*90 cm bred

NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200\*90 cm bred vaskbar

NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm 200\*105/120 cm bed

NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm vaskbar 200\*105/120 cm bed

### HJUL&BREMSESYSTEM

Hjul diameter 100 mm

Hjul diameter 125 mm

Hjul diameter 100 mm m/retningssperre

Hjul diameter 125 mm m/retningssperre

### HÅNDKONTROLLER

- 0700 = vaskbar

Håndkontroll, m/aktiv sittestilling

1647177-7035 / -0700

Håndkontroll, M/aktiv sittestilling m/"under bed light"

1651016-7035 / -0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", m/aktiv sittestilling

1655055-7035 / -0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", m/aktiv sittestilling, "under bed light"

1655055-7035 / -0700

### FARGER

Bøk

-0703

Eik

-0701

Umber

-0702

Hvit malt

-9016

Blå malt

-5024

Bøk/alublå malt

-0704

### ENDEGAVLER (PAR)

Una Alle farger 1656756-xxxx

Una m/slisse Alle farger 1655853-xxxx

Una endegavl m/ fotbrett Alle farger 1656789-xxxx

Nora Bøk,Eik, Umber 1657158-xxxx

Nora m/slisse Bøk,Eik, Umber 1657222-xxxx

Astrid Bøk,Eik, Umber 1656967-xxxx

Astrid m/slisse Bøk,Eik, Umber 1656966-xxxx

Nanna Bøk,Eik, Umber 1655962-xxxx

Runa Alle farger - Bøk/alu blå malt 1655963-xxxx

### SIDTEGRINDER(PAR)

Freya, tre Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1649812-xxxx

Freya, tre, m/ 10 cm forlengbar Komp. m/ Nanna, Runa 1649931-xxxx

Freya, tre, m/ 20 cm forlengbar Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1649932-xxxx

Embla, alu Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1649930-xxxx

Embla forlengbar, (200 - 220 cm) alu Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1649934-xxxx

Torill delte grunder tre/alu, 75 cm Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1660472

Torill delte grunder tre/alu, 96 cm Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1660473

Ane, stål, (88/90 cm madrass bredde) Komp. m/ Nanna, Runa 1653634-0154

Ane, stål, (83/85 cm madrassbredde) Komp. m/ Nanna, Runa 1653637-0154

Ane høy, stål, (88/90 cm madrass bredde) Komp. m/ Nanna, Runa 1653636-0154

Ane høy, stål, (83/85 cm madrassbredde) Komp. m/ Nanna, Runa 1653638-0154

Tilbehør	Lev. Artikkelnummer
<b>SIDTEGRIND - TILBEHØR</b>	
Freya sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)	1648540-xxxx
Embla sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm) (stk)	1648229-xxxx
Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder 10 cm	1660474-xxxx
<b>LANGSIDER</b>	
Langside 1 i tre	Komp. m/ Una, Nora og Astrid 1657039-xxxx
Langside 1 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid 1657046-xxxx
Langside 1 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Una, Nora og Astrid 1657049-xxxx
Langside 2 i tre	Komp. m/ Runa og Ane 1657041-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Runa og Ane 1657048-0703
Langside 2 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Runa og Ane 1657053-0703
Langside 3 i tre	Komp. m/ Nanna og Ane 1657040-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 10 cm	Komp. m/ Nanna og Ane 1657047-xxxx
Langside 3 i tre, forlenging + 20 cm	Komp. m/ Nanna og Ane 1657052-xxxx
<b>TILBEHØR</b>	
Søsterhjelp med justerbart håndtak, alu-grå	1542093-0154
Søsterhjelp svingbart, med justerbart håndtak, alu-grå	3000650.57650P0
Avstandsfender langside	1653857-0154
Avstandsfender kortsiden	1653861-0154
Fenderhjul 5 cm	1649855-0154
Støttehåndtak H/L: 40 x 30 cm	1651907-0154
Støttehåndtak H/L: 40 x 90 cm	1651908-0154
Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, høyre	1653716-0154
Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, venstre	1653715-0154
Oppreisningsstøtte, høyre	1653894-0154
Oppreisningsstøtte, venstre	1653891-0154
Utsigningshjelp	1534684-0154
Holder til håndkontroll	1653872-0154
Dekkrør 5 cm, 2stk	1527520-0154
Dekkrør 10 cm, 2stk	1527521-0154
<b>ELEKTRONISK TILBEHØR</b>	
LED lampe	
Revmatiker håndkontroll	1660471
Trådløst håndsett	
T-kabel ved bruk av to håndkontroller samtidig	1650077- 0700
Strømforsyning, kun til bruk av servicepersonale	1446180
Batteri back Up	1650045
<b>TREKK TIL SIDTEGRIND 1 STK</b>	
Polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla 1651557
Ekstra polstret trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla 1651561
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla 1651558
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla 1651559
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 6 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla 1651560
Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm sidegrindsforhøyer	Komp. m/ Freya, Embla 1651560
Netting trekk for full lengde sidegrind	Komp. m/ Freya, Embla 1651554
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla 1651555
Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging	Komp. m/ Freya, Embla 1651556
Polstret trekk for for Torill delte grinder 76cm	Komp. m/Torill kort 1660466
Polstret trekk for for Torill delte grinder 96cm	Komp. m/Torill lang 1660467
Polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane 1653895
Ekstra polstret trekk for metal sidegrinder Ane	Komp. m/Ane 1653897



ScanBeta<sup>®</sup> NG



En sikker og konfigurerbar seng  
som kan tilpasses barnets behov



Invacare **ScanBeta<sub>NG</sub>** barnesenger er tilgjengelig i tre størrelser, og er perfekt for barn i alderen 3 til 12 år. **ScanBeta<sub>NG</sub>** oppfyller alle krav i henhold til de nordiske kravspesifikasjonene. Dette betyr blant annet at ingen åpninger er større enn 60 mm på sidene eller liggeflaten. Sengen kan bestilles med låsbar betjeningsboks for å unngå utilsiktet bruk. Både liggeflatens funksjonalitet og sidene kan konfigureres individuelt, og dette kan justeres i takt med barnets utvikling. Et tiltalende design sikrer at sengen vil passe inn både i private hjem og institusjoner.

## Sikkerhetskrav

Standard konfigurasjoner av **Invacare ScanBeta<sub>NG</sub>** er grundig testet etter nordiske kravspesifikasjoner. Sengens design har blitt til med sikkerhet som høyeste prioritet, og **ScanBeta<sub>NG</sub>** oppfyller alle gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav.

### Konfigurering

Liggeflaten i de tre standard- størrelsene er konstruert med tanke på barnets komfort og behov. Liggeflaten kan enten være elektrisk eller manuell. Den har en lang bedel, som gir lengre brukstid før sengen må byttes ut til en større seng. **ScanBeta<sub>NG</sub>** kan leveres med alternative sidegrinder (faste sider, nedfellbare sidegrinder, dører etc.) i tråd med individuelle behov.



### Ergonomisk konstruksjon

Høyden er justerbar fra 300-880 mm. Dette gjør det mulig for barn å komme inn og ut av sengen selv. Alle nødvendige egenskaper og funksjoner for sikkerhet og komfort, slik som sentralbrems (ekstra utstyr på **ScanBeta<sub>NG</sub> 60 x 140**), høyderegulerbar liggeflate og låsbar håndkontroll, er tatt hensyn til i **ScanBeta<sub>NG</sub>**.

## Funksjoner



Lengden på seksjonene i liggeflaten er basert på gjennom-snittlig målinger i tre aldersintervaller. De 3 standardstørrelsene er utviklet spesielt for barn mellom 3 og 12 år.



Den enkle og lette betjeningsboksen leveres standard med individuelt låsbare funksjoner for økt sikkerhet.



Hurtigkopling for deling av sengen i liggeflate og understell.



## Muligheter



### ScanBeta<sub>NG</sub> utstyrt med 400 mm nedfellbare sidegrinder

Nedfellbar grind i bøk og dobbel låsemekanisme for økt sikkerhet.



### ScanBeta<sub>NG</sub> utstyrt med 400 mm nedfellbar og fast sidegrind i plexi



### ScanBeta<sub>NG</sub> utstyrt med 400 mm dører

Dører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°.



### ScanBeta<sub>NG</sub> utstyrt med 800 mm doble dører

Doble sidedører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°. Krever mindre plass i rommet.



### Konfigurering av liggeflate

Liggeflatens funksjonalitet kan opp- eller nedjusteres i takt med behov: tilføyning/fjerning av motorer og rastofix (se skjema side 6).



Sikkerhetslås som kun åpnes via to forskjellige låsefunksjoner.



### Klistremerker

Velg mellom ulike klistremerker for å dekorere sengen.



### Polstring

30 mm tykk polstring for alle typer endegavler og sidegrinder.

### Størrelser på liggeflate

ScanBeta fås i størrelsene 60 x 140 cm, 70 x 160 cm og 80 x 180 cm

Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike konfigureringene og artikkelnummer.



## Sider og endegavler til *Invacare ScanBeta*<sub>NG</sub> ▼

	Fast side ▼	Nedfellbar sidegrind ▼	Dører ▼	Doble dører ▼
<b>400 mm høy</b>	✓	✓	✓	✓
<b>800 mm høy</b>	✓		✓	✓

## Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

					
	Bredder utvendig ▼	Bredder innvendig ▼	Lengde utvendig ▼	Lengde innvendig ▼	Høyde-regulerbar ▼
<b>600 x 1400 mm</b>	680 mm	620 mm	1480 mm	1400 mm	300-880 mm
<b>700 x 1600 mm</b>	780 mm	720 mm	1680 mm	1600 mm	300-880 mm
<b>800 x 1800 mm</b>	880 mm	820 mm	1880 mm	1800 mm	300-880 mm

					
	Inndeling liggeflate ▼	Ryggvinkel ▼	Lårvinkel ▼	Leggvinkel ▼	Maks. brukervekt ▼
<b>600 x 1400 mm</b>	620-70-210-460 mm	0° - 73°	0° - 36°	0° - 26°	70 kg / SWL 100 kg
<b>700 x 1600 mm</b>	670-150-220-520 mm	0° - 73°	0° - 31°	0° - 24°	70 kg / SWL 100 kg
<b>800 x 1800 mm</b>	750-190-270-550 mm	0° - 73°	0° - 27°	0° - 26°	70 kg / SWL 100 kg

## Farge på ramme og treverk ▼



**Perlehytt**  
(metal)

**Bøk**  
(treverk)

## Hovedprodukter ▼

Delleveranse ▼	Art.nr. ▼	HMS nr. ▼	Madrassmål ▼	Produktbeskrivelse ▼
	1561626_S4	214176	60x140	ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
	1561623_S2	214174	70x160	ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm
<b>DELLEVERANSE 6</b>	<b>1561624_S3</b>	<b>214175</b>	<b>70x160</b>	<b>ScanBeta NG, firedelt, 3 motorer, el. hev/senk, el.rygg, el. reg lårdel, man.reg av leggdel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm</b>

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare  
forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten  
videre konsultasjon.

Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig  
av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

Rammeavtale for kjøp av senger - NO - 10/2019

