

Sengetilbehør

for å imøtekomme alle behov



Bredt tilbehørsprogram

imøtekommer individuelle behov



Yes, you can.®

Tilbehørsprogrammet er prikken over i-en

Til Invacares sortiment af pleiesenger tilbyr vi et bredt tilbehørsprogram, som gir mulighet til å tilpasse sengen både i form av design, personlig smak og individuelle behov.

Tilbehøret gjør det mulig å optimalisere tilpasningen av sengen, slik at det både tas hensyn til individuelle pleiebehov, men også til pleiepersonalets arbeidsforhold.

I denne brosjyren vil du finne en komplett oversikt over tilgjengelig tilbehør og kompatibilitet til våre senger.

1

Sengegavler



> Victoria sengegavl

Avtagbar gavl til SB® 755, i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kompatibel med Line og Britt V integrerte sidegrinder. Art. nr 1523805-0101 (85 cm)
Art. nr 1523804-0101 (90 cm)



> Sophie sengegavl

Leveres i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Benyttes sammen med SB 755. Kompatibel med Line og Britt V integrerte sidegrinder. Art. nr 1523360-0101 (85 cm)
Art. nr 1523359-0101 (90 cm)



> Susanne sengegavl

Leveres i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Benyttes sammen med SB 755, 85 cm, 90 cm, 105 cm og 120 cm bredde. Kompatibel med Line og Britt V integrerte sidegrinder. Art. nr 1523502-0101 (85 cm)
Art. nr 1523501-0101 (90 cm)
Art. nr 1545468-0101 (105 cm)
Art. nr 1545522-0101 (120 cm)



> Anita sengegavl

Leveres i bøk og lys eik. Benyttes sammen med SB 755. Kompatibel med Line og Britt V integrerte sidegrinder. Art. nr 1523500-0101 (85 cm)
Art. nr 1523473-0101 (90 cm)

2

Langsider



> Langside

Brukes sammen med Susanne, Anita, Sophie og Victoria endegavler. Leveres i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Art. nr 1575493-0101 (par, lengde 2000 mm)
Art. nr 1575494-0101 (par, lengde 2100 mm)
Art. nr 1575495-0101 (par, lengde 2200 mm)

3

Sidegrinder



> Line

Integrert sidegrind i aluminium. Leveres i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Art. nr 1522786-0126 (par)



> Line teleskopisk

Integrert sidegrind i aluminium. Leveres i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan justeres i lengde fra 200 - 220 cm. Art. nr 1522787-0125 (par)



> Britt V

Integrert sidegrind i tre. Leveres i bøk, hvitpigmentert bøk og lys eik i lengde 200, 210 og 220 cm. Art. nr 1538458-0101 (par, lengde 2000 mm)
Art. nr 1574861-0101 (par, lengde 2100 mm)
Art. nr 1574862-0101 (par, lengde 2200 mm)



> Line og Britt V forhøyningsribbe

Sidegrindene kan kombineres med forhøynere når sidegrindene skal benyttes sammen med madrasser som er opptil 33 cm høye. Art. nr 1538420-0125 (Britt, 1 stk)
Art. nr 1538345-0125 (Line, 1 stk)



> Invacare Scala Basic Plus 2

Nedfellbar sidegrind i metall, med hurtigkobling. Art. nr 1529901-0154 (høyre)
Art. nr 1529746-1015 (venstre)



> Invacare Scala Medium 2

Nedfellbar sidegrind i metall, for høye madrasser. Art. nr 1530437-0154 (høyre)
Art. nr 1530453-0154 (venstre)



> Invacare Scala Decubi 2

Nedfellbar sidegrind i metall, for ekstra høye madrasser. Art. nr 1530819-0154 (høyre)
Art. nr 1530818-0154 (venstre)



> Brukerbetjent sidegrind i metall

Sammenfellbar sidegrind i metall hvor brukeren kan betjene sengegrinden. Art. nr 1435212-0154 (høyre)
Art. nr 1435211-0154 (venstre)

4

Overtrekk til sidegrinder



> Polstret trekk

Polstret trekk til Line og Britt V sidegrind. Trekket holder seg på plass selv når man hever og senker sidegrinden. Leveres i polstret, ekstra polstret (dobbeltpolstret) og forlenget (+ 10 cm og + 20 cm).
Art. nr 1449588 (200 cm)
Art. nr 1449591 (210 cm)
Art. nr 1449592 (220 cm)



> Nettingtrekk

Trekk i netting til Line og Britt V sidegrind. Trekket holder seg på plass selv når man hever og senker sidegrinden. Leveres i standard og forlenget utgave (+ 10 cm og + 20 cm).
Art. nr 1449590 (200 cm)
Art. nr 1449593 (210 cm)
Art. nr 1449594 (220 cm)



> Trekk til sidegrind i metall

Polstret trekk til sidegrind i metall. Trekket holder seg på plass selv når man hever og senker sidegrinden. Leveres i standard og ekstra polstret utgave.
Art. nr 1449419 (Medium/Decubi)
Art. nr 1449423 (Basic)



> Trekk til forhøyet sidegrind

Polstret trekk til Line og Britt V sidegrind med forhøyer.
Art. nr 1558095



> Polstret sikkerhetstrekk

Polstret sikkerhetstrekk som egner seg godt til urolige pasienter. Tilgjengelig i lengdene 200 og 216 cm.
Art. nr 1511890

5

Støtte- og vendehandtak



> Støtتهåndtak

Svært stabile støtتهåndtak til bruk ved inn- og utstigning av seng.
H25 X B30 cm/80 cm
H40 X B30 cm/80 cm
021964-0154/1417510-0154
1417511-0154/1417512-0154



> Utsvingbart støtتهåndtak

Det svingbare støtتهåndtaket gir god hjelp og støtte til brukeren som skal opp å stå. Kan brukes både enkeltvis eller parvis.
Art. nr 1529665-0154



> Støtتهåndtak til Octave®

Forenkler inn- og utstigning av sengen. Leveres med hurtigkobling. Passer til Octave seng.
H40 X 25 cm
Art. nr 1446353-0152



> Oppreisningsstøtte

Unik støtte til at sette sig opp i sengen. Passer til SB 755.
Art. nr 1426899-0154



> Utstigningshjelp

Forenkler inn- og utstigning av seng. Passer til alle Invacare-senger.
Art. nr 1534684-0154

6

Løftebøyer



> Løftebøyle

Håndtaket kan tilpasses i både høyde og dybde.
Art. nr 1542093-0154



> Svingbar løftebøyle

Svingbar løftebøyle som kan svinges ut og parallelt med sengens langside. Håndtaket kan tilpasses i både høyde og dybde.
Art. nr 3000650.57650PO



> Løftebøyle

Håndtaket kan tilpasses i både høyde og dybde. Passer til Octave® seng.
50.57700.M0

7

Øvrig tilbehør



> **Avstandsfender**

Forhindrer skader på veggene når sengen flyttes rundt. Kan enten plasseres i hodeenden av sengen eller på sengens langsider.
Art. nr 1426875-0154 (type 1)
Art. nr 1527093-0154 (type 2)



> **Avviserhjul**

Beskytter veggene ved forflytning gjennom korridorer. Kan plasseres horisontalt eller vertikalt. Leveres i 3 ulike størrelser.
Art. nr 50.59600.00 (75 mm)



> **Ulike hjulstørrelser**

Hjulene er tilgjengelige i ulike størrelser: 75, 100 og 125 mm.



> **Hjulsett for lavbygning**

Dersom 75 mm hjul benyttes i kombinasjon med SB® 755, kan sengens laveste posisjon senkes til 250 mm.
Art. nr 021343-0154



> **Dekkrør**

Benyttes når SB 755-sengen er forlenget.
Art. nr 1527520-0154 (+ 5 cm)
Art. nr 1527521-0154 (+ 10cm)



> **Begrensningsbøyle til bendel**

Forhindrer at bendelen på SB 755 kommer under horisontal posisjon. Monteres på sengerammen til SB 755.
Art. nr 1510820-0154



> **Forlengelse av Octave**

Benyttes for å forlenge Octave med 10-20 cm.
1446498-0152



> **Tilpasning til sidegrind i tre**

Trebeslag til Octave-seng med sidegrind. Leveres i bøk.
1544208-0101



> **Grindlås til integrert sidegrind**

Enkel låsing av sidegrind. Brukes i de tilfeller der man ønsker å forhindre bruk av sidegrind. Passer alle Invacare-senger.
Art. nr 1525496



> **Sengetralle Bjørn**

For lagring og transport av 85-120 cm brede senger.
Art. nr 6490097-02



> **Dynestøtte**

Plasseres frittstående i seng, Avlaster trykk fra dyne på legger og føtter.
Art. nr L871



> **Infusjonsstativ**

Infusjonsstativ til seng. Kan plasseres i sengens løftebøyle-rør eller på sengens sideramme.
Art. nr. 50.60030.BO



> **Tilbehør til infusjonsstativ**

Benyttes til montering av infusjonsstativ i sengens løftebøyle-rør eller på sengens sideramme.
Art. nr 50.60910.00

8

Elektronisk tilbehør



> **Håndbetjening**

Håndbetjening HB400 og HL400 med "grønn knapp"-funksjon. Funksjoner på HL400 kan låses individuelt. Passer til SB 755.
Art. nr SP60133226-7035 (analog elektronikk)
Art. nr SP60133227-7035, låsbar (analog elektronikk)



> **Soft control**

Funksjonsbasert håndbetjening med lettbetjente, intuitive knapper.
Art. nr SP1641180 (passer til CA40 kontrollboks)



> **Håndbetjening til Octave®**

Håndbetjening HL85. Alle funksjoner på HL85 kan låses.
Art. nr 1529915-7035



> **Revmatisk håndbetjening**

Håndbetjening til personer med nedsatt styrke i hendene, f.eks på grunn av revmatisk sykdom.
Art. nr AP60136416 (inkludert adapter)



> **Holder til håndbetjening**

Praktisk holder til håndbetjeningen forenkler bruken.
Tilgjengelig i ulike varianter kompartibel med soft control, HB 80, HL 80, HL 85, HB400 og HL400. Leveres i aluminiumsgrå.
Art. nr SP60135919-0154 (passer til HB 400)



> **T-kabel / forlengerkabel**

Benyttes dersom det er behov for 2 håndbetjening / lengre kabel (250 cm) til HB400 håndbetjening. Tilgjengelig i en analog og digital utgave.
Art nr SP60129540-7035 (digital elektronikk)
Art. nr SP60129544-7035 (analogt elektronikk)



> **Adapter til Soft Control**

Tilgjengelig i ulike varianter for henholdsvis analog og digital elektronikk.



> **Adapter**

til revmatisk håndbetjening.



> **Batteri back-up**

Benyttes ved eventuell strømsvikt.
Art. nr SP60135363

9

Møbler



> **Sonnet Basic**

Et stabilt arbeids- og lesebord.
Høydejusterbart bord med plate, som kan justeres fra 65 - 100 cm i høyden. Platen kan innstilles i 6 ulike posisjoner.



> **Pausa**

Høydejusterbart bord med plate, som kan innstilles fra 72 - 116 cm. Maksimal belastning: 10 kg.



> **Sonnet Dual**

Sengebord med praktisk topphylle og 2 skuffer samt lite skap. Sidebordet kan høydejusteres fra 75 - 105 cm, samt vinkles.



> **Sonnet Combi**

Sengebord i bøk. Alle horisontale flater er utført i laminat. Praktisk topphylle, 1 skuff samt lite skap. Sidebordet kan høydejusteres fra 31 - 93 cm.

Tekniske data ▼

Invacare SB® 755

Sidegrinder ▼	Endegavler ▼	
	Victoria	
	Sophie	
	Susanne	
	Anita	Olivia
Line/Line teleskopisk / Britt V / Britt V forlenget	x	
Scala Basic 2 / Scala basic Plus 2	x	x
Scala Medium 2	x	x
Scala Decubi 2	x	x

Invacare Octave®

Sidegrinder ▼	Endegavler ▼	
Line		
Line teleskopisk	Octave gavl med påmontert trebeslag	
Britt V		
Britt V forlenget		Godkjent i henhold til IEC 60601-2-52

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®